

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Ppp1R3B-Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Xi6

Artikelnummer: CM0018198



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PPP1R3B (glykogenbindende Untereinheit GL). Für Western Blot und ELISA validiert, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen des Glykogenstoffwechsels und der Insulinsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPP1R3B-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	GL; PTG; PPP1R4; PPP1R3B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79660
Gen-ID	79660
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-140 des humanen PPP1R3B (NP_078883.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q86XI6
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku