

Anti-Ppp2R1A/Ppp2R2A/Ppp2R1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P30153 / P63151 / P30154

Artikelnummer: CM0022302



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen PPP2R1A, PPP2R2A und PPP2R1B gerichtet ist. Geeignet für Western Blot und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Untersuchen Sie die Funktion des PP2A-Komplexes in Signalgebung, Mitose und Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPP2R1A/PPP2R2A/PPP2R1B Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PPP2R1A/PPP2R2A/PPP2R1B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5518/5520/5519
GenID	5518/5520/5519
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-161 von menschlichem PPP2R1A/PPP2R2A/PPP2R1B (NP_055040.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30153/P63151/P30154
Versand	Eisbeutel