

Anti-Ppp2R3B Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y5P8

Artikelnummer: CM0028716



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PPP2R3B, eine regulatorische Untereinheit von PP2A. Valid für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Human und Maus. Geeignet für die Untersuchung der PP2A-Funktion und der nukleären Lokalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPP2R3B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PR48; PR70; NYREN8; PPP2R3L; PPP2R3LY; PPP2R3B
Spezies	Human
GeneID (Human)	28227
GeneID	28227
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 356-575 von humanem PPP2R3B (NP_037371.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9Y5P8
Protein-Gewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel