

Anti-Ppp4R1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q8Tf05

Artikelnummer: CM0030243

Einführung

Anti-PPP4R1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, ELISA in humanen und murinen Proben. Ziel ist die Serin/Threonin-Proteinphosphatase 4 regulatorische Untereinheit 1, ein Schlüsselregulator der NF-kappa-B-Signalgebung und Zellteilung. Ideal für die Beschaffung von IVD-Rohmaterialien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPP4R1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MEG1; PP4R1; PP4(Rmeg); PPP4R1
Spezies	Human
GeneID (Human)	9989
GeneID	9989
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 324-647 von humanem PPP4R1 (NP_001035847.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q8TF05
Proteingewicht	107kDa
Versand	Eistasche