

Anti-Ppp4R3B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q5Miz7

Artikelnummer: CM0024526

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen PPP4R3B (SMEK2) gerichtet ist, eine regulatorische Untereinheit von PP4, die im Zentrosom/Kern lokalisiert ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPP4R3B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PSY2; smk1; FLFL2; SMEK2; PP4R3B; PPP4R3B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57223
GenID	57223
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 628-817 von menschlichem PPP4R3B (NP_001269779.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5MIZ7
Proteingewicht	97 kDa
Versand	Eisbeutel