

Anti-Praf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60831

Artikelnummer: CM0021037

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes PRAF2 (JM4, Yip6a) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Apoptose und vesikulärem Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRAF2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	JM4; Yip6a; PRAF2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11230
GenID	11230
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-50 von humanem PRAF2 (NP_009144.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60831
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel