

Anti-Prame Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P78395

Artikelnummer: CM0012942

Einführung

Hochwertiger, kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes PRAME (Melanom-Antigen). Valid für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Krebs, Apoptose und Ubiquitinierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRAME Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MAPE; OIP4; CT130; OIP-4; PRAME
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23532
Gen-ID	23532
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 von humanem PRAME (NP_006106.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P78395
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eistasche