

Polyklonaler Anti-Prdm12-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H4Q4

Artikelnummer: CM0019949



Einführung

PRDM12-Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper für WB und ELISA zum Nachweis von humanem und murinem PRDM12. Unverzichtbar für die Erforschung der Entwicklung nozizeptiver Neuronen und der Schmerzsignalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	PRDM12-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PFM9; HSN8; PRDM12
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	59335
GeneID	59335
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 100-330 des humanen PRDM12 (NP_067632.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9H4Q4
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlakku