


Anti-Prelid1 Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y255

Artikelnummer: CM0020432



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PRELID1 (25kDa) für IHC-P, IF/ICC und ELISA. Beteiligt an der mitochondrialen Cardiolipin-Akkumulation und der Apoptoseregulation. In humanen Proben validiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRELID1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PX19; PRELI; SBBI12; CGI-106
Spezies	Human
GeneID (Human)	27166
GeneID	27166
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 174-219 von humanem PRELID1 entspricht (NP_037369.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9Y255
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel