

Anti-Prelid3A Poliklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q96N28

Artikelnummer: CM0021475



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches PRELID3A (SLM01), ein mitochondriales Phosphatidsäure-Transporter. Validiert für Anwendungen in IHC-P und ELISA zur Unterstützung der Forschung zur Cardiolipinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRELID3A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	SLM01; C18orf43; HFL-EDDG1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10650
Gen-ID	10650
Immunogen	Synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 70-172 von menschlichem PRELID3A (NP_006544.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96N28
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel