


Anti-Profilin1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P07737

Artikelnummer: CM0014516



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes Profilin1 (SWISS: P07737), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte und Affe. Profilin1 reguliert die Aktindynamik und die Struktur des Zytoskeletts. Ideal für die Zytoskelett-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Profilin1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALS18; Profilin1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5216
Gen-ID	5216
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-140 von humanem Profilin1 (NP_005013.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
SWISS	P07737
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel