

Anti-Prohibitin 2 (Phb2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q99623

Artikelnummer: CM0027165



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Prohibitin 2 (PHB2), validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA. Reagiert mit humanen, murinen und Ratten-Proben. Ideal für Studien zur mitochondrialen Funktion, transkriptionellen Regulation und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Prohibitin 2 (PHB2) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BAP; REA; p22; hBAP; Bap37; BCAP37; PNAS-141; Prohibitin 2 (PHB2)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11331
Gen-ID	11331
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99623
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel