

Anti-Proprotein Convertase 9 (Pcsk9) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Nbp7

Artikelnummer: CM0028127



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Proprotein Convertase 9 (PCSK9). Geeignet für WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Erkennt den 74 kDa Cholesterin-Regulator PCSK9. Ideal für LDLR-Abbau- und Cholesterinstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Proprotein Convertase 9(PCSK9) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLCQ1; NARC-1; HCHOLA3; Proprotein Convertase 9(PCSK9)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	255738
Gen-ID	255738
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 590-692 von humaner Proprotein Convertase 9(PCSK9) entspricht (NP_777596.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8NBP7
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Eistasche