


## Anti-Proteasom 20S Lmp7/Psmb8 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P28062

Artikelnummer: CM0005749



### Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Proteasom-Untereinheit beta Typ-8 (LMP7/PSMB8) für WB, IHC-P, ELISA.

Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung der Immunoproteasomfunktion und Antigenverarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Proteasom 20S LMP7/PSMB8 Kaninchen mAb                                                   |
| Bemerkungen/Alias | JMP; ALDD; LMP7; NKJO; D6S216; PRAAS1; PSMB5i; RING10; D6S216E; Proteasom 20S LMP7/PSMB8 |
| Art               | Mensch                                                                                   |
| GenID (Mensch)    | 5696                                                                                     |
| GenID             | 5696                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein des menschlichen Proteasoms 20S LMP7/PSMB8                         |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                   |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                      |
| SWISS             | P28062                                                                                   |
| Proteinmasse      | 30 kDa                                                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                |