

Anti-Prox1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q92786

Artikelnummer: CM0009640



Einführung

Hochwertiger monoklonaler PROX1-Kaninchenantikörper, validiert für Anwendungen in WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Zielprotein mit einem Molekulargewicht von 83 kDa. Ideal für die Forschung in der Entwicklungsbiologie und zu zirkadianen Rhythmen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PROX1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	PROX1; prospero homeobox 1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5629
GeneID	5629
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92786
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Kühlakku