

Anti-Prph Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P41219

Artikelnummer: CM0025794

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PRPH (Peripherin), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung neuronaler Intermediärfilamente und Neurodegenerationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRPH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NEF4; PRPH1; PRPH
Spezies	Human
Gen-ID	5630 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-260 von humanem PRPH (NP_006253.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P41219
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eistasche