

Polyklonaler Anti-Prss1-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P07477

Artikelnummer: CM0015965



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PRSS1 (Trypsin-1). Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes und Ratten-PRSS1. Geeignet für die Forschung zu Serinprotease-vermittelter Verdauung und extrazellulärer Proteolyse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	PRSS1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TRP1; TRY1; TRY4; TRYP1; PRSS1
Art	Mensch
GeneID	5644
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 24-247 des humanen PRSS1 (NP_002760.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P07477
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eisbeutel