

Anti-Psd2-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bqi7

Artikelnummer: CM0015721

Einführung

Validierter polyklonaler Anti-PSD2-Kaninchenantikörper für WB und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Rolle des PH- und SEC7-Domänen-haltigen Proteins 2 bei Membrantransport und Zytokinese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSD2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EFA6C; PSD2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	84249
Gen-ID	84249
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-190 des humanen PSD2 (NP_115665.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BQI7
Proteingewicht	85 kDa
Versand	Kühlakku