

Anti-Psd95 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - P78352

Artikelnummer: CM0002904



Einführung

Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen PSD95, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt die N-terminale Region von humanem PSD95 und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet zum Nachweis von endogenem PSD95 in Hirngewebe, ermöglicht Studien zur synaptischen Plastizität und postsynaptischen Organisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSD95 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1742
Gen-ID	1742
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1-100 von humanem PSD95 (P78352) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P78352
Proteingewicht	80 kDa
Versand	Eisbeutel