


Anti-Psma5 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P28066

Artikelnummer: CM0018017



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper, der gegen humanes PSMA5 (Proteasom-Untereinheit Alpha Typ-5) gerichtet ist, validiert für WB, IP und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Proteasomen und Proteinabbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMA5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PSC5; ZETA; PSMA5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5686
Gen-ID	5686
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-241 von humanem PSMA5 (NP_002781.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28066
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel