

Polyklonaler Anti-Psma/Folh1-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q04609

Artikelnummer: CM0020447



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PSMA/FOLH1 (FOLH1-Gen), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Erforschung von Biomarkern bei Prostatakrebs und von Glutamatsignalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMA/FOLH1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCPII; NAALAD1; PSMA/FOLH1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2346
GeneID	2346
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q04609
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Kühlakku