

Anti-Psmb5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P28074

Artikelnummer: CM0022143



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PSMB5 (Proteasom-Untereinheit Beta-Typ-5). Anwendungen: WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für Proteasom- und Proteinabbau-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMB5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MB1, LMPX, PSMB5
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5693
Gen-ID	5693
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-263 von humanem PSMB5 (NP_002788.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P28074
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel