


Anti-Psmb9/Lmp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P28065

Artikelnummer: CM0021262



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PSMB9/LMP2 (Proteasom-Untereinheit Beta Typ-9). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Geeignet für die Erforschung von Immunoproteasomen und der Antigenverarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMB9/LMP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LMP2; PRAAS3; PSMB6i; RING12; beta1i; PSMB9/LMP2
Spezies	Mensch
Gen-ID	5698
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-219 von humanem PSMB9/LMP2 (NP_002791.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P28065
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eistasche