

Anti-Pten Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P60484

Artikelnummer: CM0002456



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Antikörper aus Maus, der gegen humanes PTEN (P60484) gerichtet ist, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit PTEN von Maus und Ratte. Ideal für die Krebsforschung und Studien zum PI3K-AKT-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTEN Maus mAk
Bemerkungen/Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5728
Gen-ID	5728
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 204-403 von humanem PTEN (P60484) enthält)
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P60484
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel