

Anti-Pten Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60484

Artikelnummer: CM0023151



Einführung

CamelBio bietet kaninchenpolyclonalen Anti-PTEN-Antikörper (P60484), validiert für IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-PTEN, einen wichtigen PI3K-AKT-Antagonisten und Tumorsuppressor.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTEN Kaninchen pAb
Bemerkungen / Aliase	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5728
Gen-ID	5728
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 190-304 von menschlichem PTEN (NP_000305.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60484
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eispackung