


Polyklonaler Anti-Ptgir-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P43119

Artikelnummer: CM0019681



Einführung

PTGIR-Kaninchen-pAb, validiert für WB, IHC-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Erkennt den Prostacyclin-Rezeptor, ein wichtiges GPCR-Ziel in der Forschung zu kardiovaskulären und entzündlichen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTGIR-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	IP; PRIPR; PTGIR
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5739
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 207-386 des humanen PTGIR (NP_000951.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43119
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Kühlakku