


Anti-Pth1R Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q03431

Artikelnummer: CM0023291



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PTH1R (Parathormon-1-Rezeptor), geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der PTH/PTHrP-Signalübertragung und der Knochen-/Nierenrezeptorfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTH1R Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PFE, EKNS, PTHR, PTHR1, PTH1R
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5745
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-188 des humanen PTH1R (NP_000307.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q03431
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel