


Anti-Ptp1B (Ptpn1) Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P18031

Artikelnummer: CM0018856



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen humanes PTPN1 (PTP1B), validiert für WB, IF/ICC und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Tyrosinphosphatase-Rollen bei ER-Stressantwort, Signaltransduktion und Zellmigration. Versand auf Eis.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTPN1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PTP1B; PTPN1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5770
Gen-ID	5770
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 281-435 von humanem PTPN1 (NP_002818.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18031
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel