


Anti-Ptpip51/Rmdn3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Tc7

Artikelnummer: CM0007346



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PTPIP51/RMDN3, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Geeignet zur Untersuchung des Kalzium-Homöostase, Apoptose und mitochondrialer Dynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTPIP51/RMDN3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	RMD3; RMD-3; FAM82C; FAM82A2; ptpip51; PTPIP51/RMDN3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55177
GenID	55177
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem PTPIP51/RMDN3 (NP_060615.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q96TC7
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel