

Anti-Purinergic Rezeptor P2Y6 Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15077

Artikelnummer: CM0012249

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen P2Y-Purinozeptor 6 (P2Y6, Q15077) gerichtet ist. Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt ein 36 kDa GPCR, das UDP-induzierte Calcium-Signalvermittlung vermittelt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Purinergic Rezeptor P2Y6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	P2Y6; Purinergic Rezeptor P2Y6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5031
Gen-ID	5031
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 229-328 des menschlichen Purinergic Rezeptors P2Y6 (Q15077) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15077
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel