

Anti-Pycrl-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q53H96

Artikelnummer: CM0022882

Einführung

PYCRL-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal zur Untersuchung der Prolinbiosynthese und Stoffwechselwege. Optimiert für humane Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PYCRL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PYCRL
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	65263
GenID	65263
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 13-286 von humanem PYCRL (NP_075566.2) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q53H96
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel