


Monoklonaler Antikörper Gegen Anti-Pyrophosphatase 1 Für Wb Und Elisa - Q15181

Artikelnummer: CM0003512



Einführung

Hochspezifischer, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humane Pyrophosphatase 1 (PPA1, Q15181), geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte und ermöglicht so multidisziplinäre Stoffwechsel- und Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pyrophosphatase 1 Monoklonaler Kaninchenantikörper
Bemerkungen/Alias	PP, PP1, IOPPP, HEL-S-66p, SID6-8061, Pyrophosphatase 1
Spezies	Human
GeneID (Human)	5464
GeneID	5464
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 der humanen Pyrophosphatase 1 (Q15181) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15181
Protein-Gewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel