


Anti-Pyruvat-Carboxylase (Pc) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P11498

Artikelnummer: CM0026265



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Pyruvat-Carboxylase (PC). Validiert für WB-, IF/ICC-, IP- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus- und Ratten-PC. Geeignet für die Gluconeogenese- und Lipidstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pyruvat-Carboxylase (PC) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PCB; Pyruvat-Carboxylase (PC)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5091
Gen-ID	5091
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 879-1178 der humanen Pyruvat-Carboxylase (NP_001035806.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P11498
Proteingewicht	130kDa
Versand	Eisbeutel