


Anti-Rab10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P61026

Artikelnummer: CM0027732



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RAB10, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Das Zielprotein ist eine kleine GTPase, die am Golgi-zu-Plasmamembran-Transport, der Ziliogenese und der angeborenen Immunität beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAB10
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	10890
GeneID	10890
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 98-198 von humanem RAB10 (NP_057215.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P61026
Protein-Gewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel