


Anti-Rab1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H0U4

Artikelnummer: CM0027961



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes RAB1B (NP_112243.1), validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet zum Nachweis von RAB1B in humanen und murinen Proben mit einem Molekulargewicht von 22 kDa. Ideal für die Untersuchung des intrazellulären Membranverkehrs und der Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] RAB1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAB1B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	81876
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 7-201 von humanem RAB1B (NP_112243.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9H0U4
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel