

Anti-Rab20 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nx57

Artikelnummer: CM0019379

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RAB20. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Unterstützt die Erforschung von Membrantrafficking, Phagosomenreifung und Biologie von Pankreaskrebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB20 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAB20
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55647
Gen-ID	55647
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 80-190 des humanen RAB20 (NP_060287.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9NX57
Proteinmasse	26 kDa
Versand	Eisbeutel