

Anti-Rab3Gap2-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - Q9H2M9

Artikelnummer: CM0022007



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen RAB3GAP2 (p150), empfohlen für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Rab-GTPase-Regulation, des Vesikeltransports und neuroentwicklungsbezogener Prozesse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB3GAP2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	p150; SPG69; MARTS1; WARBM2; RAB3GAP150; RAB3-GAP150; RAB3GAP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	25782
Gen-ID	25782
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9H2M9
Proteingewicht	156 kDa
Versand	Eisbeutel