


Anti-Rab3Ip Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Qf0

Artikelnummer: CM0030381



Einführung

RAB3IP Kaninchen pAb validiert für Western Blot und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Das Zielprotein RAB3IP ist ein GEF für RAB8A/B, beteiligt an Vesikeltransport und Ziliogenese. Ideal für die Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB3IP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	RABIN3; RABIN8; RAB3IP
Art	Mensch
GenID (Mensch)	117177
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-150 des menschlichen RAB3IP (NP_071901.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96QF0
Proteinmasse	53kDa
Versand	Eisbeutel