

Anti-Rabggta-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q92696

Artikelnummer: CM0024484

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RABGGTA (Rab-Geranylgeranyltransferase-Untereinheit Alpha), validiert für Western Blot, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Prenylierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RABGGTA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PTAR3; RABGGTA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5875
Gen-ID	5875
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 240-360 von humanem RABGGTA (NP_878256.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92696
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel