


Anti-Rad50 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q92878

Artikelnummer: CM0026386



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RAD50, validiert für Western Blot, IHC-P, IP und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Erkennt ein Schlüsselprotein der DNA-Reparatur im MRN-Komplex, essentiell für genomische Stabilität und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rad50 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NBSLD; RAD502; hRad50; Rad50
Spezies	Human
GeneID (Human)	10111
GeneID	10111
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Rad50 (NP_005723.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92878
Protein-Gewicht	154kDa
Versand	Eisbeutel