

Anti-Ralbp1-Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15311

Artikelnummer: CM0012432



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes RALBP1 (RLIP76), validiert für IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Ral-Signalübertragung und zum Ral-Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RALBP1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	RIP1; RLIP1; RLIP76; RALBP1
Spezies	Human
GeneID (human)	10928
GeneID	10928
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200–300 des humanen RALBP1 (Q15311) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15311
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Kühlakku