

Anti-Rangap1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46060

Artikelnummer: CM0011379



Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes RanGAP1 (P46060), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt Maus und Ratte. Für Studien zur Ran-GTPase-Aktivierung und zum nukleären Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RanGAP1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	SD; Fug1; RANGAP; RanGAP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5905
GenID	5905
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem RanGAP1 (P46060) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46060
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel