


Anti-Rar α Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P10276

Artikelnummer: CM0014517



Einführung

Kaninchen-Anti-RAR α polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ziel ist der Retinsäure-Rezeptor alpha (P10276), ein Kernrezeptor, der an Transkription, Entwicklung und Entzündung beteiligt ist. Geeignet für Signalweg- und epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAR α Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAR; NR1B1; RARalpha; RAR α
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5914
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-457 des humanen RAR α (NP_001019980.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P10276
Protein-Gewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel