


Anti-Rasip1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q5U651

Artikelnummer: CM0024210



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen RASIP1, einen kritischen Regulator der GTPase-Signalgebung in Endothelzellen. Geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. ~103 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RASIP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAIN; RASIP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54922
GenID	54922
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 635-785 von menschlichem RASIP1 (Q5U651) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5U651
Proteingewicht	103kDa
Versand	Eisbeutel