

Anti-Rbap46/Rbbp7 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16576

Artikelnummer: CM0006609



Einführung

RbAp46/RBBP7 Kaninchen mAb validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf das Histon-bindende Protein RBBP7, eine Untereinheit von Chromatin-Remodeling-Komplexen. Ideal für epigenetische und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RbAp46/RBBP7 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RbAp46; RbAp46/RBBP7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5931
Gen-ID	5931
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-230 von menschlichem RbAp46/RBBP7 (NP_002884.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16576
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel