

Anti-Rbck1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bym8

Artikelnummer: CM0022058



Einführung

Polyclonaler Antikörper gegen humanes RBCK1 (HOIL-1), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von NF-κB-Signalwegen, Ubiquitinierung und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBCK1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliae	XAP3; XAP4; HOIL1; PBMEI; PGBM1; RBCK2; RNF54; HOIL-1; ZRANB4; C20orf18; UBCE7IP3; RBCK1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10616
Gen-ID	10616
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 60-192 des humanen RBCK1 (NP_112506.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYM8
Proteinmasse	58 kDa
Versand	Eisbeutel