


Monoklonaler Anti-Rbp4-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02753

Artikelnummer: CM0010936



Einführung

Monoklonaler RBP4-Kaninchen-Antikörper (Alias RDCCAS; MCOPCB10) validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-Retinolbindendem Protein 4 (Plasma-Retinoltransport). Molekulargewicht ~21 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBP4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RDCCAS; MCOPCB10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5950
GenID	5950
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-201 des menschlichen RBP4 (NP_006735.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02753
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel