

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Relb-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q01201

Artikelnummer: CM0016674



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RELB (Transkriptionsfaktor RelB), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der NF-kappa-B-Signalübertragung, der Lymphozytenentwicklung und von Entzündungsprozessen. Molekulargewicht ca. 62 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RELB-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	IREL; I-REL; IMD53; REL-B; RELB
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5971
GeneID	5971
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 296-436 des humanen RELB (NP_006500.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB,IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01201
Proteingewicht	62kDa
Versand	Kühlakku