


Anti-Rfwd2/Cop1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Nhy2

Artikelnummer: CM0017275



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RFWD2/COP1 (E3-Ubiquitin-Protein-Ligase), validiert für WB und ELISA; zielt auf Aminosäuren 582-731. Geeignet für Ubiquitinierungs- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RFWD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FAP78; RFWD2; CFAP78; RNF200
Spezies	Human
GeneID	64326
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 582-731 von humanem RFWD2 (NP_071902.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8NHY2
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel