

Anti-Rhobtb2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byz6

Artikelnummer: CM0019933

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RHOBTB2 (DBC2/p83). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Zellproliferations- und Apoptosestudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RHOBTB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p83, DBC2, DEE64, EIEE64, RHOBTB2
Spezies	Human
GeneID (Human)	23221
GeneID	23221
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 320-480 von humanem RHOBTB2 (NP_001153508.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYZ6
Protein-Gewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel